

DNA Ladder Markers

Plain

— 1,500bp, 10ng / 5 μ l
— 1,000bp, 40ng / 5 μ l
— 900bp, 10ng / 5 μ l
— 800bp, 10ng / 5 μ l
— 700bp, 10ng / 5 μ l
— 600bp, 10ng / 5 μ l
— 500bp, 60ng / 5 μ l
— 400bp, 20ng / 5 μ l
— 300bp, 20ng / 5 μ l
— 200bp, 20ng / 5 μ l
— 100bp, 20ng / 5 μ l

※2.0%アガロースゲル使用

サンプル有

100bp

— 3,000bp, 40ng / 5 μ l
— 2,000bp, 10ng / 5 μ l
— 1,500bp, 10ng / 5 μ l
— 1,000bp, 40ng / 5 μ l
— 900bp, 10ng / 5 μ l
— 800bp, 10ng / 5 μ l
— 700bp, 10ng / 5 μ l
— 600bp, 10ng / 5 μ l
— 500bp, 60ng / 5 μ l
— 400bp, 20ng / 5 μ l
— 300bp, 20ng / 5 μ l
— 200bp, 20ng / 5 μ l
— 100bp, 20ng / 5 μ l

※2.0%アガロースゲル使用

サンプル有

1kb

— 10kbp, 20ng / 5 μ l
— 8kbp, 20ng / 5 μ l
— 6kbp, 20ng / 5 μ l
— 5kbp, 40ng / 5 μ l
— 4kbp, 40ng / 5 μ l
— 3kbp, 60ng / 5 μ l
— 2.5kbp, 20ng / 5 μ l
— 2kbp, 20ng / 5 μ l
— 1.5kbp, 40ng / 5 μ l
— 1kbp, 40ng / 5 μ l
— 0.75kbp, 10ng / 5 μ l
— 0.5kbp, 20ng / 5 μ l
— 0.25kbp, 10ng / 5 μ l

※0.8%アガロースゲル使用

Hybrid

— 10kbp, 20ng / 5 μ l
— 8kbp, 20ng / 5 μ l
— 6kbp, 20ng / 5 μ l
— 5kbp, 40ng / 5 μ l
— 4kbp, 40ng / 5 μ l
— 3kbp, 60ng / 5 μ l
— 2.5kbp, 20ng / 5 μ l
— 2kbp, 20ng / 5 μ l
— 1.5kbp, 20ng / 5 μ l
— 1kbp, 40ng / 5 μ l
— 900bp, 10ng / 5 μ l
— 800bp, 10ng / 5 μ l
— 700bp, 10ng / 5 μ l
— 600bp, 10ng / 5 μ l
— 500bp, 60ng / 5 μ l
— 400bp, 20ng / 5 μ l
— 300bp, 20ng / 5 μ l
— 200bp, 20ng / 5 μ l
— 100bp, 20ng / 5 μ l

※1.2%アガロースゲル使用

DNA Ladder Plain

100bp DNA Ladder

1kb DNA Ladder

DNA Ladder Hybrid

Cat.# BRG-PL-02

Cat.# BRG-100-02

Cat.# BRG-1kb-02

Cat.# BRG-HB-02

¥ 4,580 (消費税別途)

¥ 4,980 (消費税別途)

¥ 4,980 (消費税別途)

¥ 7,980 (消費税別途)

優れた特長

- 正確な分子サイズ (シーケンス確認済み)
- 正確な濃度
- すぐに使用できます (BPB、Xylene、Cyanol 入り)
- 常温保存で1年間保証

多くのお客様の声を形に。高品質で安心の純国産製。

サンプル有

96 well PCR Plate

Cat.#	容器	入数	価格(消費税別途)
BRG - 96S - 20	0.2ml	20個	¥7,000
BRG - 96S - 100	0.2ml	100個	¥32,000

- 特 徴**
- ①製品全体の大きさが一定で、いつも同じ使用感で実験ができます。
 - ②各ウエル間の誤差が極めて少なく、安定した遺伝子増幅ができます。
 - ③熱による変形が少ない素材でできています(オートクレーブ可能です)。
 - ④ウエルの周囲が、シールを貼りやすく、剥がれにくい構造になっています。



サンプル有

プレートシール加圧式

Cat.#	入数	価格(消費税別途)
BRG - PS - 01	100枚	¥12,000

- 特 徴**
- ①-80℃~100℃でも剥がれないので、PCRやサンプルの凍結保存などに幅広く利用できます。
 - ②透明度が非常に高いのでRT-PCRにも適しています。
 - ③DMSO耐性のためシークエンス反応液で溶解しません。
 - ④使用温度範囲：-80℃~110℃
 - ⑤材質：PET(ポリエチレンテレフタレート)
 - ⑥DNase・RNase フリー

リアルタイムPCR等反応時にご利用いただけます



サンプル有

プレートシール粘着式

Cat.#	入数	価格(消費税別途)
BRG - PS - 02	100枚	¥3,800

- 特 徴**
- ①サンプルを-20℃~4℃で1年程度保存できます。
 - ②使用温度範囲：-80℃~110℃
 - ③材質：PET(ポリエチレンテレフタレート)
 - ④DNase・RNase フリー

サンプル保存用にお薦めします(PCR不可)



株式会社 バイオ・リジェネレーションズ

〒224-0032 横浜市都筑区茅ヶ崎中央 30-17-204
TEL : 045-482-3317 FAX : 045-482-3318

E-mail: bioregen@amber.plala.or.jp
URL <http://www.bioregen.co.jp>

※製品の仕様・価格等は予告なしに変更することがあります。

販売店